




## Homedics quick-start guide

**XL** UPPER  
ARM CUFF

Works exclusively with the following Homedics branded blood pressure monitors:

- 500 Series / BPA-900BT-WT
- 700 Series / BPA-100TRBT
- BPA-960BT-WT / 1565256
- BPA-960BT
- BPA-945


BPA-CUFFXLA




### Applying the cuff

**NOTE:** Wearing the arm cuff properly is critical for accurate measurements. If the circumference of the upper arm differs largely from the circumference of the forearm, an excessive gap may occur between the arm and the arm cuff, which could result in an inaccurate measurement. Please consult your health care professional if you have questions on how to properly wear the arm cuff.

1. If the cuff is not assembled, pass the end of the cuff furthest away from the tubing through the metal D-ring in order to form a loop. The smooth side without the felt material should be on the inside of the cuff loop.




2. Plug the cuff tube into the left side of the unit.




3. Open the arm cuff so that your arm may be placed through it.
4. Remove tight-fitting clothing from your upper left arm so that the cuff can be wrapped around your exposed arm.  
**NOTE:** It is recommended to wrap the cuff on a bare arm or over thin clothing to ensure accuracy. Thick clothing, or a rolled up sleeve, will cause inaccurate blood pressure measurements.

5. Position the cuff just above the elbow crease.




6. Center tube over middle of arm.



7. Pull the end of the cuff so that it tightens evenly around your arm, making sure that the arrow falls within the blue colored line. Press the hook and loop material together to secure, ensuring the cuff does not slip during measurement. Allow room for 2 fingers to fit between the cuff and your arm.



8. Lay your arm on a table (palm up) so the cuff is at the same height as your heart. Make sure the tube is not kinked.



9. Refer to the Instruction Manual included with your Homedics blood pressure monitor for further instructions on how to operate.

Questions or comments? Contact Homedics Consumer Relations at:

Email:  
cservice@Homedics.com

Phone:  
1-800-466-3342

Business Hours:  
8:30am-7pm EST  
Monday-Friday

#### LIMITED 2-YEAR WARRANTY

Homedics sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of 2 years from the date of original purchase, except as noted below. Homedics warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service. This blood pressure arm cuff meets the simulated measurement cycles test requirement per EN1060-3, part 8.10. This warranty extends only to consumers and does not extend to Retailers.

To obtain warranty service on your Homedics product, contact a Consumer Relations representative. Please make sure to have the model number of the product available. Homedics does not authorize anyone, including, but not limited to, Retailers, the subsequent consumer purchaser of the product from a Retailer or remote purchasers, to obligate Homedics in any way beyond the terms set forth herein. This warranty does not cover damage caused by misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized accessory; alteration to the product; improper installation; unauthorized repairs or modifications; improper use of electrical/power supply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an operating part from failure to provide manufacturer's recommended maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or environmental conditions; loss of use during the period the product is at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other conditions whatsoever that are beyond the control of Homedics.

This warranty is effective only if the product is purchased and operated in the country in which the product is purchased. A product that requires modifications or adoption to enable it to operate in any other country than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications is not covered under this warranty.

THE WARRANTY PROVIDED HEREIN SHALL BE THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY. THERE SHALL BE NO OTHER WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS OR ANY OTHER OBLIGATION ON THE PART OF THE COMPANY WITH RESPECT TO PRODUCTS COVERED BY THIS WARRANTY. HOMEDICS SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THIS WARRANTY REQUIRE MORE THAN THE REPAIR OR REPLACEMENT OF ANY PART OR PARTS WHICH ARE FOUND TO BE DEFECTIVE WITHIN THE EFFECTIVE PERIOD OF THE WARRANTY. NO REFUNDS WILL BE GIVEN. IF REPLACEMENT PARTS FOR DEFECTIVE MATERIALS ARE NOT AVAILABLE, HOMEDICS RESERVES THE RIGHT TO MAKE PRODUCT SUBSTITUTIONS IN LIEU OF REPAIR OR REPLACEMENT.

This warranty does not extend to the purchase of opened, used, repaired, repackaged and/or resealed products, including but not limited to sale of such products on internet auction sites and/or sales of such products by surplus or bulk resellers. Any and all warranties or guarantees shall immediately cease and terminate as to any products or parts thereof which are repaired, replaced, altered, or modified, without the prior express and written consent of Homedics.

This warranty provides you with specific legal rights. You may have additional rights which may vary from state to state. Because of individual state regulations, some of the above limitations and exclusions may not apply to you.

Distributed by  
**Homedics**

Homedics, LLC  
3000 N Pontiac Trail  
Commerce Township, MI  
48390

Made in China

©2022 Homedics, LLC. All rights reserved.  
Homedics is a registered trademark of Homedics, LLC.

GS-BPACUFFXLA  
DOC: L-03088, Rev.1  
P/N: 32390222, Rev: 001



# Homedics guía de inicio rápido

**XL** MANGUITO  
SUPERIOR  
DEL BRAZO

Funciona exclusivamente  
con los siguientes  
monitores de presión  
arterial de la marca Homedics:

- Serie 500 / BPA-900BT-WT
- Serie 700 / BPA-100TRBT
- BPA-960BT-WT / 1565256
- BPA-960BT
- BPA-945


BPA-CUFFXLA



## Cómo colocar el brazalete

**NOTA:** Usar el brazalete para brazo correctamente es crucial para obtener mediciones precisas. Si la circunferencia de la parte superior del brazo difiere en gran medida de la del antebrazo, podría haber una brecha excesiva entre el brazo y el brazalete para brazo, lo cual podría resultar en una medición inexacta. Consulte a su profesional del cuidado de la salud si tiene preguntas sobre cómo usar correctamente el brazalete para brazo.

1. Si el brazalete no está ensamblado, pase el extremo del brazalete lo más lejos del tubo a través del anillo-D de metal para formar un lazo. El lado suave sin el fieltro debería estar en el interior del lazo del brazalete.




2. Conecte el tubo del brazalete en el lado izquierdo de la unidad.

3. Abra el brazalete del brazo de tal forma que su brazo pueda colocarse a través de él.
4. Retire ropa que le ajuste firmemente de su brazo de tal forma que el brazalete puede enrollarse alrededor de su brazo expuesto.

**NOTA:** Se recomienda ajustar el brazalete sobre el brazo desnudo o sobre ropa delgada para asegurar la precisión. La ropa gruesa o una manga enrollada ocasionará mediciones de la presión arterial inexactas.

L-03088, Rev. 1


5. Coloque el brazalete justo arriba del doblar del codo.



6. Centre el tubo por el medio del brazo.

7. Jale el extremo del brazalete de modo que se ajuste uniformemente alrededor de su brazo, asegurándose de que la flecha caiga dentro de la línea de color azul. Presione los materiales de velcro para asegurarlos, garantizando que el brazalete no se resbale durante la medición. Deje espacio para que quepan 2 dedos entre el brazalete y su brazo.

8. Apoye su brazo sobre la mesa (con la palma de la mano hacia arriba) de tal forma que el brazalete esté a la misma altura que su corazón. Asegúrese que el tubo no esté torcido.



9. Consulte el Manual de instrucciones que incluye su monitor de presión arterial Homedics para conocer más instrucciones sobre cómo operarlo.

¿Tiene preguntas o comentarios? Contacte a Relaciones con el Consumidor Homedics en:

Correo electrónico:  
cservice@Homedics.com

Teléfono:  
1-800-466-3342

Horario comercial:  
8:30am-7pm Hora del Este  
Lunes - Viernes

Distribuido por  
**Homedics**

Homedics USA, LLC  
3000 N Pontiac Trail  
Commerce Township, MI  
48390

Hecho en China

### GARANTÍA LIMITADA POR 2 AÑOS

Homedics vende sus productos con la intención de que no tengan defectos de fabricación ni de mano de obra por un plazo de 2 años a partir de la fecha de compra original, con las siguientes excepciones. Homedics garantiza que sus productos no tendrán defectos de material ni de mano de obra bajo condiciones de uso y servicio normales. Este brazalete para brazo de presión arterial cumple el requerimiento de prueba de los ciclos de medición simulados de acuerdo con EN1060-3, parte 8.10. Esta garantía se extiende sólo a los consumidores y no se extiende a los minoristas.

Para obtener servicio de garantía en su producto Homedics, póngase en contacto con un Representante de Relaciones con el Consumidor por el teléfono 1-800-466-3342 para obtener asistencia. Asegúrese de tener a mano el número de modelo del producto.

Homedics no autoriza a nadie, incluyendo, pero sin limitarse a, distribuidores, posteriores consumidores compradores del producto a un distribuidor, o compradores remotos, a obligar a Homedics de forma alguna más allá de las condiciones aquí establecidas. La garantía de este producto no cubre daños causados por uso inadecuado o abuso, accidente, conexión de accesorios no autorizados, alteración del producto, instalación inadecuada, reparaciones o modificaciones no autorizadas, uso inadecuado de la fuente de energía/electricidad, cortes de energía, caída del producto, funcionamiento incorrecto o daño de una pieza de funcionamiento debido al no cumplimiento del mantenimiento recomendado por el fabricante, daños durante el transporte, robo, descuido, vandalismo, condiciones climáticas, pérdida de uso en el período durante el cual el producto está en una instalación de reparación o a la espera de piezas o reparación, o cualquier otra condición, sin importar cual sea, que se encuentre fuera del control de Homedics.

Esta garantía es válida únicamente si el producto es comprado y operado en el país en el cual se compró el producto. Un producto que requiera modificaciones o adaptación para habilitar su funcionamiento en cualquier país que no sea aquí para el que fue diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado, o la reparación de productos dañados por estas modificaciones no están cubiertos bajo esta garantía.

LA GARANTÍA AQUÍ ESTABLECIDA SERÁ LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA. NO HABRÁ NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO NINGUNA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD NI NINGUNA OTRA OBLIGACIÓN POR PARTE DE LA COMPAÑÍA CON RESPECTO A PRODUCTOS CUBIERTOS POR ESTA GARANTÍA. HOMEDICS NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE NI ESPECIAL, BAJO NINGÚN CONCEPTO ESTA GARANTÍA REQUERIRÁ MÁS QUE LA REPARACIÓN O CAMBIO DE ALGUNA PIEZA O PIEZAS QUE SE HALLEN DEFECTUOSAS DENTRO DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA. NO SE EFECTUARÁN REEMBOLSOS. SI NO HAY PIEZAS DE REPUESTO DISPONIBLES PARA LOS MATERIALES DEFECTUOSOS, HOMEDICS SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR SUSTITUCIONES EN VEZ DE REPARAR O CAMBIAR.

Esta garantía no se extiende a la compra de productos abiertos, usados, reparados, embalados otra vez y/o abiertos y vueltos a cerrar, incluyendo entre otras cosas la venta de dichos productos en sitios de remate por internet y/o la venta de dichos productos por revendedores o mayoristas. Todas y cada una de las garantías cesarán y terminarán inmediatamente con respecto a cualquier producto o pieza del mismo que estén reparados, cambiados, alterados o modificados sin el consentimiento previo explícito y por escrito de Homedics.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos. Es posible que usted tenga derechos adicionales que pueden variar de un país a otro. Debido a las regulaciones de ciertos países, es posible que algunas de las limitaciones y exclusiones no se apliquen en su caso.

©2022 Homedics, LLC. Todos los derechos reservados.  
Homedics es marca registrada de Homedics, LLC.  
QS-BPACUFFXLA  
DOC: L-03088, Rev.1  
P/N: 323900222, Rev: 001



## Homedics guide de démarrage rapide

**XL** BRASSARD  
SUPÉRIEUR

Fonctionne exclusivement  
avec les tensiomètres de  
marque Homedics suivants :

- Série 500 / BPA-900BT-WT
- Série 700 / BPA-100TRBT
- BPA-960BT-WT / 1565256
- BPA-960BT
- BPA-945


BPA-CUFFXLA




### Installation du brassard

**REMARQUE :** Il est essentiel d'installer le brassard correctement pour obtenir des mesures exactes. Si la circonférence du haut du bras diffère considérablement de la circonférence de l'avant-bras, il pourrait y avoir trop d'espace entre le bras et le brassard, ce qui pourrait entraîner une mesure inexacte. Veuillez consulter votre professionnel de la santé si vous avez des questions sur la manière d'installer correctement le brassard.

1. Si le brassard n'est pas assemblé, faites passer l'extrémité du brassard la plus éloignée du tube par l'anneau en D en métal pour former une boucle. Le côté lisse sans feutre doit être situé à l'intérieur de la boucle du brassard.




2. Connectez le tube du brassard sur le côté gauche de l'appareil.




3. Ouvrez le brassard pour y placer le bras.
4. Détachez tout vêtement serré de votre bras gauche pour que le brassard puisse envelopper votre bras exposé.

**REMARQUE :** Il est recommandé d'enrouler le curre sur un bras nu ou sur des vêtements fins pour assurer la précision. Des vêtements épais ou une manche retroussée entraîneront des mesures de tension artérielle inexactes.

5. Placez le brassard juste au-dessus du pli du coude.




6. Centrez le tube au milieu du bras.



7. Tirez sur l'extrémité du brassard pour qu'il se resserre uniformément autour de votre bras, en vous assurant que la flèche se situe dans la ligne de couleur bleue. Fermez la bande velcro pour fixer le brassard, en vous assurant que le brassard ne glisse pas pendant la mesure. Laissez deux doigts d'espace entre le brassard et le bras.



8. Placez votre bras sur une table (paume vers le haut) de sorte que le brassard soit à la même hauteur que le cœur. Assurez-vous que le tube n'est pas plié.



9. Reportez-vous au Manuel d'instructions inclus avec votre tensiomètre Homedics pour plus d'instructions sur son fonctionnement.

Vous avez des questions  
ou des commentaires?  
Contactez le service à la  
clientèle de Homedics  
aux coordonnées  
suivantes :

Courriel :  
cservice@homedics.com

Téléphone :  
1-800-466-3342

Heures ouvrables :  
de 8 h 30 à 19 h (heure  
normale de l'Est)

Du lundi au vendredi

#### GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Homedics vend ses produits avec l'intention qu'ils soient exempts de défauts de matériaux et de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date de l'achat initial, sauf comme indiqué ci-dessous. Homedics garantit que ses produits seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. Ce brassard de tensiomètre répond aux exigences d'essai de cycles de mesure simulés de la norme EN1060-3, partie 8.10. Cette garantie ne s'applique qu'aux consommateurs et ne s'étend pas aux détaillants.

Pour obtenir un service de garantie sur votre produit Homedics, prière de communiquer avec un représentant du service à la clientèle au 1-800-466-3342. Prière d'avoir le numéro de modèle du produit à disposition.

Homedics n'autorise personne, y compris notamment les détaillants, les acheteurs/consommateurs subséquents du produit auprès d'un détaillant, ni les acheteurs à distance, à obliger Homedics de quelque façon que ce soit autrement que conformément aux dispositions des présentes. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation ou un abus, les accidents, l'utilisation d'un accessoire non autorisé quelconque, une modification du produit, une installation incorrecte, des réparations ou des modifications non autorisées, une utilisation incorrecte de l'électricité et de l'alimentation électrique, une perte de puissance, une chute du produit, le dysfonctionnement ou l'endommagement d'une pièce opérationnelle dû au non-respect des consignes d'entretien du fabricant, les dommages se produisant durant le transport, le vol, la négligence, le vandalisme, les conditions environnementales, la perte de l'usage au cours de la période durant laquelle le produit est dans un établissement de réparation ou en attente de pièces ou d'une réparation, ni toute autre condition hors du contrôle de Homedics.

Cette garantie n'est valide que si le produit est acheté et utilisé dans le pays où il a été acheté. Un produit qui exige des modifications ou des adaptations pour lui permettre de fonctionner dans tout pays autre que le pays pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et/ou autorisé, ou la réparation de produits endommagés par ces modifications ne sont pas couverts par cette garantie.

LA GARANTIE FOURNIE PAR LES PRÉSENTES CONSTITUE LA GARANTIE UNIQUE ET EXCLUSIVE. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, NI AUCUNE AUTRE OBLIGATION DE LA PART DE LA SOCIÉTÉ À L'ÉGARD DES PRODUITS COUVERTS PAR CETTE GARANTIE. HOMEDICS NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS OU SPÉCIAUX. EN AUCUN CAS CETTE GARANTIE NE REQUERRA PLUS QUE LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DE TOUTE PIÈCE AVÉRÉE DÉFECTUEUSE DANS LA PÉRIODE D'EFFET DE LA GARANTIE. AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ACCORDÉ. SI DES PIÈCES DE RECHANGE NE SONT PAS DISPONIBLES POUR L'ÉQUIPEMENT DÉFECTUEUX, HOMEDICS SE RÉSERVE LE DROIT DE SUBSTITUER LE PRODUIT AU LIEU DE LE RÉPARER OU DE LE REMPLACER.

Cette garantie ne s'étend pas à l'achat de produits ouverts, usagés, réparés, reconditionnés et/ou réemballés, y compris notamment à la vente de ces produits sur les sites Web de ventes aux enchères et/ou par l'intermédiaire de revendeurs de produits en gros ou excédentaires. Toute garantie concernant tout produit ou toute partie de produit réparé(e), remplacé(e), altéré(e) ou modifié(e), sans le consentement écrit préalable exprès de Homedics doit immédiatement cesser et prendre fin.

Cette garantie confère des droits juridiques spécifiques. D'autres droits qui varient d'un État à l'autre ou d'un pays à l'autre peuvent s'appliquer. En raison de la réglementation de chaque État, certaines limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer.

Distribué par

**Homedics**

Homedics, LLC  
3000 N Pontiac Trail  
Commerce Township, MI  
48390

Fabriqué en Chine

©2022 Homedics, LLC. Tous les droits sont réservés.  
Homedics est une marque déposée de Homedics, LLC.  
GS-BPACUFXLA  
DOC: L-03088, Rev.1  
P/N: 32390223, Rev: 001